

04

Elasticos intraorales y extraorales Geoshapes™	46
Módulos de ligadura	47
Módulos de separación	48
Tubos, mangas	49



ELÁSTICOS INTRAORALES Y EXTRAORALES GEOSHAPES™



Dispensadores en colores atractivos


Fuerzas consistentes y exactas



Fuerza	1/8" (3.18 mm)	3/16" (4.76 mm)	1/4" (6.35 mm)	5/16" (7.94 mm)	3/8" (9.53 mm)
2.5 oz Suave					
Latex natural	5011-201	5011-202	5011-203	5011-204	5011-205
3.5 oz Mediano					
Latex natural	5011-301	5011-302	5011-303	5011-304	5011-305
Sin latex	—	5015-305	5015-303	5015-304	—
4 oz Fuerte					
Latex natural	5011-401	5011-402	5011-403	5011-404	5011-405
Sin latex	—	5015-405	5015-403	5015-404	—
6 oz Extrafuerte					
Latex natural	5011-601	5011-602	5011-603	5011-604	5011-605
Sin latex	—	5015-605	5015-603	5015-604	—

Elásticos intraorales de látex natural


Los elásticos intraorales de Masel se presentan en cajas que contienen 50 bolsas con cierre de cremallera de 100 elásticos por bolsa.



Elásticos de látex natural					50 bolsas de 100
diámetro interno	2 oz suave	3 oz mediano	4 oz fuerte	6 oz extra fuerte	
1/8"(3.18mm)	5011-201	5011-301	5011-401	5011-601	
3/16"(4.76mm)	5011-202	5011-302	5011-402	5011-602	
1/4"(6.35mm)	5011-203	5011-303	5011-403	5011-603	
5/16"(7.94mm)	5011-204	5011-304	5011-404	5011-604	
3/8"(9.53mm)	5011-205	5011-305	5011-405	5011-605	

Elásticos intraorales transparente libres de látex

Proteja a sus pacientes contra la alergia al látex. Los elásticos de Masel libres de látex se han fabricado con un elastómero especial de grado médico totalmente libre de látex. Empaquetados en bolsas protectoras con cierre de cremallera. Solamente en colores transparentes.



Elásticos transparentes libres de látex				50 bolsas de 100
diámetro interno	3 oz mediano	4 oz fuerte	6 oz extra fuerte	
3/16"(4.76mm)	5015-305	5015-405	5015-605	
1/4"(6.35mm)	5015-303	5015-403	5015-603	
5/16"(7.94mm)	5015-304	5015-404	5015-604	

* BAJO PEDIDO

Instala-elásticos

El instala-elásticos de MASEL ha sido diseñado para mayor aceptación del paciente. Tiene un gancho elástico en un extremo y un empujador en el otro para sacar los elásticos. Una gran ayuda para conseguir que los pacientes lleven los elásticos. Ponga uno en cada bolsa que distribuya. Colores fluorescentes en la oscuridad. 100 por paquete.




Instala-elásticos	100 por paquete
artículo número	
5003-700	

* BAJO PEDIDO

Elásticos extraorales de látex

Los elásticos extraorales de Masel son idóneos para todos los tipos de máscaras faciales



Elásticos extraorales de látex			1.000 elásticos por paq.
Diámetro interno	8 oz (227G)	16 oz (454G)	
1/4" (6.35mm)	5007-703	5007-803	
5/16" (7.94mm)	5007-704	5007-804	
3/8"(9.53mm)	5007-705	5007-805	
1/2"(12.7mm)	5007-706	5007-806	

MÓDULOS DE LIGADURA

Unicycles™ libres de látex

El diseño mejorado del módulo facilita la ligadura. Los módulos se desprenden de las tiras limpiamente sin rebabas o puntos débiles.

- Disponibles en 19 colores vibrantes y permanentes.
- 42 tiras de 24 módulos por paquete.
- Seguros para pacientes sensibles al látex.

DISPONIBLES BAJO PEDIDO, TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO 3 SEMANAS

ortocosmético / vainilla	4119-873	1008 por paq.
teal	4119-867	
negro	4119-869	
naranja brillante	4119-870	
plateado	4119-882	
azul carolina	4119-889	
verde	4119-862	
rojo brillante	4119-864	
azul intenso	4119-865	
amarillo intenso	4119-866	
rosa	4119-901	
blanco	4119-903	
azul cobalto	4119-904	
fucsia	4119-905	
morado	4119-906	
azul neón	4119-907	
violeta	4119-847	

Colores Unicycle		1008 por paq
color	.120*(3.05mm)	
Gris	4119-860	
Transparente	4119-874	
Surtido*	4119-892	

* Contenido surtido colores: morado, plateado, transparente, negro, rojo, naranja. No es posible elegir los colores del paquete surtido. Por razones de fabricación esta selección puede verse modificada sin previo aviso.



Unicycles™ luminiscentes libres de látex

Surtido de seis colores sorprendentes, en 24 módulos por tira, que pueden mezclarse y combinarse para obtener divertidos resultados. Son altamente resistentes a las manchas y tienen una baja absorción de agua.

- 42 tiras de 24 módulos por paquete.

Unicycle luminiscente		1008 por paq
color	.120*(3,05mm)	
Surtido*	4119-592	

* Contenido surtido colores: rosa, transparente, verde, azul. No es posible elegir los colores del paquete surtido. Por razones de fabricación esta selección puede verse modificada sin previo aviso.




Cadena elastomérica libre de látex

Gire, ligue, mantenga o consolide las aberturas fácil y rápidamente con su elección de cualquiera de las cadenas de Masel.

- Gracias al proceso único de vulcanización, la cadena tiene una vida más larga.
- La elasticidad se mantiene hasta 6 semanas activa, asegurando un desplazamiento de los dientes más rápido.
- Los tres tamaños de filamentos permiten el uso con brackets dobles o simples, y arcos superiores e inferiores.
- Material de probada seguridad.

Cadena elastomérica			4,57 m. por paq
color	corto (abierto)	largo (ancho)	
Ortocosmético	4108-537	4108-587	
Transparente	4108-538	4108-588	
Gris	4108-526	4108-576	
Rosa	4108-600	4108-602	
Azul intenso	4108-539	4108-589	

* OTROS COLORES CONSULTAR



MÓDULOS SEPARADORES

Consejo

Alicata para módulos de separación



Ver página 17


ARTÍCULO 4108-845

Módulos separadores radio-opacos

LIBRES DE LÁTEX

Los módulos radio-opacos de MASEL se ven claramente en las radiografías. El elástico vulcanizado conserva la resiliencia. La rápida contracción hace que los separadores de Masel sean ideales para utilizar antes del bandeado.

- Resistentes a fluidos orales y manchas.
- 1000 módulos por paquete.



Separadores Quick Ring™

LIBRES DE LÁTEX

Cada módulo es moldeado a un anillo de soporte grande y robusto, que es fácil de manejar con la mano. Los módulos permanecen hasta que se hayan retirado con un instrumento. Los módulos suavemente moldeados no irritan el tejido suave.



Separadores Quick Ring	
artículo número	15 aros por paquete
4108-720	

Separadores Peak™ de NiTi



Nuestros resortes separadores Peak de alambre de níquel titanio ejercen una fuerza más intensa pero más suave que los separadores elásticos sobre un periodo más largo y continuo. Los doctores no necesitan "serrar" por el contacto con el separador elastomérico. Una vez se ha colocado y comprimido, la acción de las tijeras del resorte creará el espacio deseado entre los molares persistentes con un mínimo de incomodidad del paciente. También puede ser utilizado para enderezar molares impactados.

- Ideal para contactos extremadamente ajustados.
- 25 de un tamaño por paquete.




Resortes separadores Peak			25 por paq
tipo	lado x base	art. n°	
pequeño	5mm x 4mm	4107-460	
grande	6mm x 5mm	4107-461	

TUBOS Y MANGAS

Mangas de protección transparentes Soft Sleeve™ libres de látex

Protege contra rotura y deformación del alambre. Esta manga químicamente inerte es la cubierta protectora ideal que no se mancha ni retiene olores y que protege efectivamente contra laceraciones. El material flexible se desliza fácilmente sobre los arcos y elimina la irritación de las mejillas. Utilízelo para la comodidad y seguridad del paciente.




- El surtido completo abarca cualquier tamaño de arco.
- Excelente en puntos de extracción.
- Para arcos redondos o rectangulares.

Mangas protectoras suaves		18 medidas de 10" por tubo
alambre de hasta	art. nº	
.020"	4108-831	
.025"	4108-832	

Mangas para arcos libres de látex

Utilízelas para cubrir un punto de extracción o pasar por zonas donde los dientes no están completamente expuestos. Además, protege los alambres contra roturas. El material suave y flexible se desliza fácilmente sobre el arco sin engancharse. Todas las medidas se presentan en diámetros interiores.



Mangas para arcos			3 m. por rollo
color	.018"	.027"	
transparente	4208-880	4208-879	
gris	4208-884	4208-883	

Tubos e hilos libres de látex

HILO SÓLIDO

Hecho de resinas elastoméricas resistentes de alta calidad. No se deshilacha, ni absorbe humedad o deteriora. Los materiales avanzados aseguran una larga vida. 25' (7,5 m.) por rollo.

TUBO HUECO

Los nudos permanecen atados porque el tubo se aplasta contra el nudo y permanece firmemente en posición. El tubo es expuesto a un proceso especial de vulcanización que prolonga la elasticidad para una calidad sin igual. 25' (7,5 m.) por rollo.



Hilo sólido				
color	.020"	.025"	.030"	25' por rollo
transp.	4108-120	4108-125	4108-130	
gris	4108-240	4108-250	4108-260	

Tubo hueco				
color	.020"	.025"	.030"	25' por rollo
transp.	4108-440	4108-450	4108-460	
gris	4108-640	4108-650	4108-660	

Cuñas de rotación labial



Fáciles de ligar en la zona de ajuste de brackets, se ajustan firmemente en dirección vertical.

Las cuñas sirven como punto de apoyo entre el alambre y el bracket permitiendo una rotación fácil y precisa.



Cuñas de rotación labial			
color	pequeño	mediano	100 por paq
transp.	4108-816	4108-836	
gris	4108-817	4108-837	