

## NUEVOS TUBOS BUCALES



- Nueva base más amplia
- Ahora disponibles también en MBT
- Contenido: 5 uds por paquete
- **Tubos:**
  - - Tecnología MIM (Metal Injection Molding)
  - - Realizado en una sola Pieza
  - - Debido a su diseño redondeado y su base evita el descementado y las molestias a sus pacientes.

		ROTH		MBT
		018	022	022
TUBO SIMPLE	SUP/DCHA	710404	710400	710408
	SUP/IZDA	710405	710401	710409
	INF/DCHA	710402	710398	710406
	INF/IZDA	710403	710399	710407
TUBO DOBLE	SUP/DCHA	710416	710412	710420
	SUP/IZDA	710417	710413	710421
	INF/DCHA	710414	710410	710418
	INF/IZDA	710415	710411	710419